

超音波ネブライザー コンフォート オアシス

COMFORT **Oasis** KU-200

ULTRASONIC NEBULIZER

販売名: 超音波ネブライザー COMFORT oasis
届出番号: 11B1X00009000002

コンパクト、軽量、耐久性、使いやすさ…




新鋭工業株式会社

使いやすさをコンセプトに
シンプルな構造になりました。

特長

- シンプルな構造
故障箇所が少なく、清潔が保たれメンテナンスが容易です。
- 自己診断機能
万一の作動不良の場合にも原因箇所の発見が容易です。
- 電装部分の防水対策
作用水の誤注入、移動時電装部分の水の進入を防ぎます。

操作パネルの説明



交換部品&オプション



標準セット

- ① カップホルダー(フック付) ¥900
- ② 薬液カップ 5個入 ¥2,600
- ③ 霧化室(パックン付) ¥2,300
- ④ カップ(小) 5個入 ¥1,600
- ⑤ カップ(大) 5個入 ¥1,500
- ⑦ 作用槽(パックン) 5個入 ¥1,400
- ⑧ 霧化室パックン5個入 ¥2,100
- ⑨ 耐熱送気ホース100cm ¥3,600
- ⑩ エアフィルター 5個入 ¥800
- ⑪ マウスピース 5個入 ¥1,200
- ⑫ L形ジョイント 5個入 ¥1,300
- ⑬ マスク(小) ¥1,200

オプション

- ⑥ 酸素導入プラグ ¥1,500
- ⑭ ネブライザーマスク(大) ¥380
- ⑮ ネブライザーマスク(小) ¥380
- ⑯ トラキマスク(大) ¥900
- ⑰ トラキマスク(小) ¥900

製品仕様

販売名	超音波ネブライザー COMFORT oasis
型式	KU-200
電源	交流100V 50-60Hz
消費電力	51VA/46VA (50Hz/60Hz)
動作モード	間欠動作 (30分 ON/30分 OFF)
ヒューズ定格	250V 0.75A (タイムラグ型)
超音波発振周波数	約1.7MHz
最大噴霧量	約3.5mL/分
噴霧粒子径	MMAD 約5.5 μ m ※生理食塩水30mLで測定した社内データの代表値
最大送風量	18L/分
薬液カップ容量	最大100mL
作用水容量	約200mL
本体質量	約2.5kg (本体のみ)
外形寸法	幅約260×奥行約145×高さ約170mm (突起物除く)
安全装置	サーモスタット、水位センサー、ファンカバー
付属品	少量霧化キャップセット (パイプ、カップ (大)、カップ (小))、薬液カップ (本体装着済み (1個)、交換用予備 (1個))、フック、耐熱送気ホース、マスク (小)、L形ジョイント、マウスピース、電源コード、2P 変換プラグ、ヒューズ (予備、2本)、取扱説明書、添付文書、保証書、ユーザー登録カード

¥47,000 税別



最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家308-2

営業所

東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
 大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
 札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
 仙台支店 〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁目の目町10-10 TEL.022(288)4660 FAX.022(288)4661
 新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
 長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152
 名古屋支店 〒466-0023 愛知県名古屋市中区石仏町2-1-40 TEL.052(859)1333 FAX.052(859)1334
 山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
 岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
 広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-10-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
 福岡支店 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052
 沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。



注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。